

MÁSCARA SPIROMATIC QS-S CON VÁLVULA RESPIRATORIA-S

Modelo aire
ambiente

- ❶ Válvula respiratoria de rendimiento excepcional
→ **Bajísima resistencia a la respiración**
- ❷ Válvula respiratoria se activa al respirar
→ **Respuesta inmediata a los cambios en la demanda**
- ❸ Ventanilla de aire fresco para uso en espera
→ **Tiempo de duración prolongado**
- ❹ La válvula respiratoria tiene un enganche seguro
→ **Conexión segura de la válvula**
- ❺ Modo de operación silencioso
→ **Comunicaciones sin ruidos**
- ❻ Máscara y válvula respiratoria en diseño compacto
→ **Sin partes sobresalientes**
- ❼ Adecuado para gafas e intercomunicadores
→ **Flexibilidad para diferentes usuarios y fines**
- ❽ Máscara disponible en tres tallas diferentes
→ **Excelente fijación para todo tipo de caras y tallas**



MÁSCARA SPIROMATIC QS-S

CON VÁLVULA RESPIRATORIA-S

REFIERE AL PRODUCTO(-S) CON EL NO. DE LA PARTE
96300-series

Modelo aire ambiente

LA MÁSCARA SPIROMATIC es cómoda y fiable, diseñada con el excepcional historial de Interspiro en seguridad y un planteamiento innovador.

El interior de la máscara separa el aire inhalado del aire exhalado para minimizar el riesgo de respirar el dióxido de carbono exhalado. La ventanilla de aire fresco con mecanismo de doble acción, permite respirar aire del ambiente mientras el bombero se encuentra en stand-by.

S-VÁLVULA RESPIRATORIA es una válvula de presión positiva con conexión segura a la máscara. El diseño de la válvula de demanda suministra aire solo cuando se inhala, con respuesta instantánea a las diferentes exigencias de la respiración.

La Presión Positiva se activa automáticamente con sólo pulsar en la cubierta de la válvula de exhalación.

Los Equipos de Respiración Autónomos de Interspiro son una inversión con una larga vida de servicio, con un mantenimiento adecuado. Para simplificar el servicio de mantenimiento y obtener el máximo rendimiento del producto, recomendamos el uso de nuestros kits de servicio, que contienen repuestos originales para el mantenimiento preventivo.

Interspiro ofrece curso de formación para el personal que se dedica diariamente al servicio de mantenimiento de los equipos de respiración.

Para más información acerca de la gama de productos QS o de otros productos de protección respiratoria, rogamos nos visiten en Internet.

ESTÁNDARES

- NFPA 1981:2002 e (Equipo Completo)
- EN 136 Clase 3
- EN 137 (Equipo Completo)

MATERIALES

Cuerpo Máscara	Goma natural o Silicona
Interior Máscara	Goma natural o Silicona
Visor	Polycarbonato resistente al calor
Válvula respiratoria	Poliamida resistente al calor
Membrana	Silicona

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (al x an x f)	250 x 160 x 150 mm
Peso	0,88 kg

PRESTACIONES

Gama de caudales que mantiene la presión positiva	
Interior /Exterior Máscara	>450/>650 l/min.
Gama media de presión	5-11 bar
Presión estática en Máscara	2,0-3,5 mbar
Presión dinámica en Máscara	0-9 mbar
Cumple los requerimientos de EN 137 & NFPA 1981	

CONEXIONES

- Válvula respiratoria M16 x 1

OPCIONES

- Visor reforzado
- Unidad By-pass
- Radio comunicación
- Hairnet
- Clips para casco

CON LA APROBACIÓN DE

- Equipo Respiratorio Completo Interspiro
- CE 89/686/EEC
 - NFPA 1981:2002 Edition (algunos modelos)

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
31 Business Park Drive BRANFORD CT 06405 USA
TEL +1 203 481 38 99 FAX +1 203 483 18 79 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com